

A.6000

A.6010

# Time•Markers

CE  
0123



Bağırsak geçiş  
çalışmalarında Radiopak  
belirleyiciler

Radiopaque markers to  
study intestinal transit  
times.

## TEKNİK TABLO

### Bağırsak geçiş çalışmalarında uygulamak üzere Radiopak belirleyiciler Bağırsak görüntülenmesinde kullanmak için

Time-Markers'lar 1.3 gms ağırlığında beyaz polyethylene içeren 30 silindirden imal edilmiştir. 1'in üzerinde belirli çekim elde edebilmek için % 12 oranında baryum-sulfat eklenmiştir.

Time-Marker'lar diyetlerdeki değişimlerin inkibaz semptomlarında bir iyileşmeye yol açmadığı durumlarda barsak geçiş yollarını tanımlamak için kullanılır. Nerde dışarı atma rahatsızlıklarından şüpheleniliyorsa veya barsak iltihabının derecesi toplam geçiş dönemlerini yavaşlatıyorsa, bu açıkça görülür. "Time-Marker"ların asıl tasarım amacı tüm GI alanı boyunca besin yolunu tam olarak izlemek ve barsakları tanımlamaktır. Bunların yanısıra normal gastrik ve barsak fonksiyonları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

## TECNICAL SHEET

### Radiopaque markers for the study of intestinal transit times. For use with intestinal imaging.

Time-Markers are made up of 30 cylinders of a mix including white polyethylene (3.5 x 3.5 mm) with a specific weight of 1.3 gms. 12% barium sulphate is added to obtain a specific gravity higher than 1.

Markers are used to determine intestinal transit times in patients for whom a change of diet produced no improvement in symptoms of constipation, where diseases of expulsion may be suspected, or where a degree of colic constipation with slowing down of total transit times is manifest.

The main intended use of Time-Markers is to follow the precise path of food through the entire GI tract, and specifically in the bowel, whilst not influencing the performance of normal gastric and intestinal function.

## REF A.6000

CE  
0123

### 30 Silindirik belirleyici keseceği

- 30 silindirik kesenin tamamı (püre, çorba, yoğurt v.b.) besinlerle uygulanır.
- Uygun günlerde 3 radyografik görüntü alınır.

**Kutu adedi:** 20 Adet

### Sachets of 30 cylindrical markers:

- Administer an entire sachet of 30 cylinders with food (yoghurt, purée, soup).
- Perform 3 radiographic images on successive days.

**Quantity per box:** 20x sachets

## REF A.6010

CE  
0123

### 10 Silindirik belirleyici keseceği

- 10 belirleyici kutu 10 gün boyunca günlük olarak uygulanır.
- 11. günde 1 radyografik görüntü alınır.

**Kutu adedi:** 20 Adet

### Sachets of 10 cylindrical markers:

- Administer a bag of 10 markers daily over 10 days
- Perform 1 radiographic on the 11th. day.

**Quantity per box:** 20x sachets